

Quick Chaser Flu A,B

1 ตรวจเจอ
ผลบวกใน
นาที



ทดสอบแยกฝั่งชัดเจน



หลักการ	Immunochemical assay
สิ่งส่งตรวจ	Nasopharyngeal swab Nasal swab Nasal aspirate Oropharyngeal swab Self-blown nasal discharge
ระยะเวลาอ่านผล	5 นาที
อุณหภูมิจัดเก็บ	1-30°C
อายุการใช้งาน	24 เดือน
ขนาดบรรจุ	10 Tests/กล่อง

ประสิทธิภาพชุดตรวจเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับ Cell culture

		Sensitivity	Specificity
Influenza A	Nasopharyngeal swab	92.3%	90.1%
	Nasal aspirate	98.3%	93.5%
Influenza B	Nasopharyngeal swab	86.4%	92.8%
	Nasal aspirate	89.1%	96.9%

ประสิทธิภาพชุดตรวจเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับ PCR

		Sensitivity	Specificity
Influenza A	Nasopharyngeal aspirate	98.5%	100%
Influenza B		91.4%	100%

ประสิทธิภาพชุดตรวจเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับชุดตรวจ Immunochemical assay อื่น

		Positive agreement rate	Negative agreement rate
Influenza A	Nasopharyngeal swab	100%	100%
	Nasal aspirate	92.6%	98.8%
Influenza B	Nasopharyngeal swab	100%	100%
	Nasal aspirate	94.4%	100%