

# Lifotronic

# Zmedic

## H9 Hemoglobin Analyzer (HPLC)

หลักการ HPLC Gold Standard

Fast Mode 1.2 นาที/ตัวอย่าง

มี Variant Mode และ B-thalassemia Mode

NGSP, IFCC Certificated



### ข้อมูลทั่วไป

หลักการ	High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Test Modes	Fast Mode, Variant Mode, B-thalassemia Mode
Stat Mode	รองรับ
สิ่งส่งตรวจ	Venous blood, Finger Peripheral Blood, Lyophilized Whole Blood
ปริมาตรตัวอย่างที่ใช้	10 ul
ระยะเวลา/ตัวอย่าง	Fast Mode 1.2 นาที/ตัวอย่าง Variant Mode 130 วินาที/ตัวอย่าง
Sample loader	110 ตัวอย่าง
Coefficient of Variance	≤ 1.5%
Reagent Kit	Eluent A, Eluent B, Eluent C, Hemolysin, Calibrator, QC Material
ช่วงค่าที่วัดได้	3.0-18.0 %
LIS	รองรับระบบ LIS
หน้าจอ	หน้าจอสี ขนาด 8 นิ้ว ระบบสัมผัส
เก็บข้อมูล	4,000 ตัวอย่าง
ขนาดเครื่อง	500 x 520 x 580 mm (กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก	50 kg
Certificate	NGSP, IFCC

Zcode	ชื่อสินค้า
LF-NB01-001-001	Lifotronic H9 Hemoglobin Analyzer (HPLC)
LF-ZZ04-001-001	Lifotronic H9 HbA1c Calibrator (2x0.1ml), Level 1/2
LF-ZZ03-001-001	Lifotronic H9 HbA1c Control Material (2x0.1ml), Level 1/2
LF-ZZ05-400-400	Lifotronic H9 HbA1c Reagent Kits (HPLC)
LF-YY02-001-001	Lifotronic H9 Chromatographic Column (HPLC)

