

# Citest AUR-100

Urine Analyzer (High Speed)



## ข้อมูลทั่วไป

หลักการ	Photoelectric Colorimetry
สิ่งส่งตรวจ	Urine
Testing Speed	500 tests/ชั่วโมง
เก็บข้อมูล	2,000 Results
ระยะเวลาอ่านผล	1 นาที
ช่วงความยาวคลื่นที่วัด	470 nm, 525 nm และ 625 nm
หน้าจอ	หน้าจอสี ขนาด 5.5 นิ้ว ระบบสัมผัส
Printer	มี Printer ในตัวเครื่อง
LIS, HIS	เชื่อมต่อระบบ LIS และ HIS ได้
ขนาดเครื่อง	390 x 330 x 210 mm (ยาวxกว้างxสูง)
น้ำหนัก	6 kg
Certification	CE, Thai FDA

## Urine Strip Parameter

	Parameter
ASC	Ascorbic Acid
BIL	Bilirubin
BLO	Blood
GLU	Glucose
KET	Ketone
CRE	Creatinine
PRO	Protein
LEU	Leukocytes
NIT	Nitrite
pH	pH
SG	Specific Gravity
CA	Calcium
URO	Urobilinogen
ALB	Microalbumin

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
CI-NS52-001-001	Citest Urine Analyzer (AUR-100) (High speed)	
CI-ZZ49-100-100	Citest Urinalysis Reagent Dipsticks-2 parameters (Glucose, protein)	100 Tests/กล่อง
CI-ZZ50-100-100	Citest Urinalysis Reagent Dipsticks-11 parameters (LEU/NIT/URO/PRO/pH/BLO/SG/KET/BIL/GLU/ASC)	100 Tests/กล่อง
CI-ZZ51-100-100	Citest Urinalysis Reagent Dipsticks-14 parameters (LEU/URO/ALB/PRO/BIL/GLU/ASC/SG/KET/NIT/CRE/pH/BLO/CA)	100 Tests/กล่อง

V.14032023