

Citest

**HBsAg/HCV Combo Rapid Test Cassette
(Whole Blood/Serum/Plasma)**



หลักการ : Chromatographic immunoassay

ตรวจหา : Hepatitis B surface antigen และ Hepatitis C antibody

สิ่งส่งตรวจ : Whole Blood/Serum/Plasma

ระยะเวลาอ่านผล : 10 นาที

ขนาดบรรจุ : 25 tests/กล่อง

บริษัทผู้ผลิต : Citest Diagnostics Inc., Canada

Zcode : CI-IT95-025-025

ประสิทธิภาพเทียบกับ Enzyme Immunoassay (EIA) :

	Sensitivity	Specificity
HBsAg rapid test	99.9%	99.5%
HCV rapid test	99.9%	99.7%